

Caminador Klip



Es un caminador liviano para niños, adolescentes y adultos jóvenes con necesidades especiales que requieren apoyo, asistencia en su caminata diaria. Favorece la marcha en posición erguida y se puede usar de apoyo posterior o anterior dependiendo el caso del usuario.

Marco plegable fácil de transportar y almacenar. **Figura 1.**

Marco básico, altura ajustable y extra opcional de asiento abatible, para adaptarse al crecimiento del usuario. **Figura 2.**

Bloqueo de ruedas con un "clic" audible para un control más fácil y bloqueo de giro con el pie. **Figura 3.**

Ajusta la resistencia en las ruedas traseras para controlar la velocidad. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4




Pensando en ti. Más opciones.

Equipo fabricado y adaptado para niños y adultos con discapacidad.

ESPECIFICACIONES

Marco	Alumino color azul y rojo
Altura de la manija	40.6 - 94 cm / 16" - 37"
Anchura de las asas	34.3 - 43.2 cm / 13.5" - 17"
Ancho de la base	58.4 - 94 cm / 23" - 37"
Capacidad de peso	86 kg / 190 lbs
Peso del producto	Desde 4 kg / Desde 9 lbs

Medida de usuario
requerida
(Codo al piso)



Plataforma de
antebrazo
con empuñadura

Estabilizador pélvico
ajustable en altura
y anchura



Arnés pélvico
acolchado

BENEFICIOS

Para usuarios con necesidad de mejorar sus habilidades ambulatorias y desarrollar el soporte de su peso

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com 

ver_2025.11.115

