

Scooter transportável compacta

limosa 



 ONE

Destinase a ser utilizado por pessoas de todas as idades que possam ter dificuldade em caminhar distâncias ou por períodos de tempo.

Suspensão dianteira e traseira.

Imagem 1.

O design destacável de 5 peças cabe na maioria dos porta-malas ou bancos traseiros. **Imagem 2.**

O assento ajustável em altura e o leme ajustável garantem uma viagem confortável. **Imagem 3.**

O carregador externo facilita o carregamento. Conecte diretamente ou leve o estojo da bateria a um local para carregar. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4



Pensando em você. Mais opções.

Produtos de alta qualidade com os acessórios necessários a um preço acessível.

ESPECIFICAÇÕES

Quadro	5 peças destacáveis
--------	---------------------

Largura do assento	17"
--------------------	-----

Assento profundo	15"
------------------	-----

Altura do encosto	15"
-------------------	-----

Peso do Produto	49 kg / 108 libras
-----------------	--------------------

Capacidade de peso	136 kg / 300 libras
--------------------	---------------------

Rodas	8"x 2,5" Sólido
-------	-----------------

Altura da base ao chão	10 cm
------------------------	-------

Apoio de braço	Dobrável e acolchoado
----------------	-----------------------

Velocidade	8 kmh
------------	-------

Cor	Óleo verde
-----	------------



Medidas de envio

A 47"

B 20"

C 21"

Peso 55 kg.

BENEFÍCIOS

Projetado para ser conduzido em calçadas e áreas de pedestres.

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com



ver_2025.11.11P

