

Scooter compacto transportable

limosa 



 ONE

Está destinado para el uso de personas de todas las edades que pueden tener dificultad para caminar distancias o por periodos de tiempo.

Suspensión delantera y trasera. **Figura 1.**

El diseño desmontable en 5 piezas cabe en la mayoría de los baúles o asientos traseros. **Figura 2.**

El asiento ajustable en altura y el timón ajustable aseguran que tendrá un viaje cómodo. **Figura 3.**

El cargador externo facilita la carga. Conecte directamente o lleve la caja de la batería a un lugar para cargar. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios a un precio económico.

ESPECIFICACIONES

Marco	Desmontable 5 piezas
Ancho asiento	17"
Profundo asiento	15"
Altura respaldo	15"
Peso producto	49 kg / 108 lbs
Capacidad de peso	136 kg / 300 lbs
Ruedas	8"x 2.5" Sólidas
Altura base a piso	10 cm
Apoyabrazos	Abatibles y acolchados
Velocidad	8 kmh
Color	Verde petróleo



Medidas de envío

A 47"

B 20"

C 21"

Peso 55 kg.

BENEFICIOS

Diseñado para ser conducido en aceras y zonas peatonales.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com



ver_2025.11.115

