

Magic 360

magic
Mobility



La Magic Mobility Magic 360 es una de las pocas sillas eléctricas compactas que es lo suficientemente robusta para todo terreno, lo suficientemente maniobrable para interiores y lo suficientemente versátil para todo lo demás.

Con una elevación del asiento de 12", la función de elevación eléctrica C-Me. Viaje a 5 km/h con elevación del asiento de 12". **Figura 1.**

Los neumáticos urbanos estrechos de 2" y neumáticos todoterreno anchos y con tacos de 4" brindan un agarre excepcional en todo tipo de terrenos diferentes. **Figura 2.**

El asiento puede crecer en ancho de 13" a 23" y crecer en profundidad de 13" a 24", lo que lo hace perfecto para niños y adultos. **Figura 3.**

Ofrece una amplia gama de opciones y accesorios. **Figura 4.**




Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios a un precio económico.

ESPECIFICACIONES

Ancho de asiento	13" hasta 23"
Profundidad asiento	13" hasta 24"
Peso producto	Desde 145 kg
Capacidad peso	158 kg
Altura del respaldo	16.5" hasta 24"
Máximo rango	33 km
Velocidad máxima	8 kmh
Ruedas	8" y 14"
Radio de giro	58 cm (sin apoyapiés)
Ancho total	24" y 26"



- Elevación e inclinación del asiento 12" / 45°
- Elevación del reposapiernas de 95 a 180°
- Basculación 50°
- Reclinación de 95-160°

BENEFICIOS

Para usuarios con movilidad reducida parcial o total de miembros inferiores.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

**Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com   

ver_2025.11.115

