

MaxLite

RGK



Solo se utilizan los mejores materiales en tu MaxLite. El titanio es famoso por tener todas las ventajas del aluminio con el beneficio adicional de una absorción natural de impactos por su material. El máximo rendimiento de tu silla está garantizado al usar solo elementos producidos por líderes del mercado, junto con 19 impresionantes controles de calidad durante la construcción, desde la medición hasta la entrega.

La estructura de la silla de ruedas está hecha de titanio. **Figura 1.**

Con más de 30 mediciones, se puede adaptar perfectamente para adaptarse a la discapacidad y los requisitos clínicos del usuario. **Figura 2.**

Elige un color de acento que se adapte a tu estilo. **Figura 3.**

Sistema de tapizado Airtech. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2




Figura 3



Figura 4

Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios a un precio económico.

ESPECIFICACIONES

Material del marco	Titanio
Estilo del marco	Rígido
Ancho del asiento	10" - 17" / 25 cm - 44 cm
Profundidad de asiento	10" - 17" / 25 cm - 44 cm
Capacidad de peso	100 kg / 220 lbs
Peso del producto	Desde 7.5 kg / 16.5 lbs
Accesorios	Opcionales
Colores disponibles	25 opciones



Ruedas traseras
Extracción rápida

BENEFICIOS

Para personas activas principalmente lesiones motoras.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

**Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com



ver_2025.11.115

