

MyWay+



LECKEY

Es un andador de armazón abierto que sostiene inteligentemente a los niños en una posición erguida, mejorando los pasos, interacción y participación. Marco a medida combinado con un arnés elevable envolvente y una amplia gama de accesorios.

El pedal MyWay es un entrenador elíptico que se acopla al marco MyWay+ de tamaño 2 y 3. **Figura 1.**

Las nuevas manijas para adultos de fácil ajuste son ajustables en altura para una variedad de alturas del cuidador. **Figura 2.**

Las ruedas para interior/exterior multifuncionales y ofrecen freno, bloqueo de dirección, antivuelco y resistencia. **Figura 3.**

El arnés MyWay está disponible en 6 tallas y colores de tela. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Para nosotros vivir significa moverse, divertirse y tomar parte activa en el día a día.

ESPECIFICACIONES

Tamaño del marco	S1 S2 S3
Edad (aprox.)	1-5 4-11 9-16
Altura de los hombros del usuario al piso	59-87 cm 87-119 cm 107-149 cm
Altura del asiento	024-41 cm 40-61 cm 55-81 cm
Peso del marco	14 kg
Capacidad de peso	25 kg 50 kg 80 kg
Ancho del marco	57 cm 67 cm 72 cm
Longitud del marco	84 cm 93 cm 118 cm

BENEFICIOS

Dispositivo de movilidad vertical diseñado para niños y adolescentes que no pueden ponerse de pie o caminar de manera independiente.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

**Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com



ver_2025.11.115

