

NITRUM



Para los usuarios activos que buscan un rendimiento de conducción diferente, detalles innovadores y una gran variedad de opciones, Nitrum crea la combinación perfecta para ajuste y rendimiento.

La Nitrum Hybrid ofrece un marco frontal reforzado sin comprometer su construcción liviana. **Figura 1.**

Para un mejor posicionamiento y funcionalidad de la silla se puede configurar con respaldos y cojines JAY. **Figura 2.**

Fabricada en aluminio ovalado 7020 con tecnología ShapeLoc y marco desmontable. **Figura 3.**

Los primeros LED integrados con batería extraíble. **Figura 4.**



Figura 1




Figura 2



Figura 3





Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Para quienes requieren tecnología de punta para mantener el ritmo de las exigencias de su vida activa.

ESPECIFICACIONES

ITEM	EIR12
Ancho de asiento	12" a 20"
Profundidad de asiento	12" a 20"
Peso del producto	desde 5 kg el marco
Capacidad de peso	124 kg / 275 lbs
Camber	0°, 3° y 6°
Centro de gravedad	Ajustable 0" hasta 4"
Accesorios	Opcionales
Colores disponibles:	

Un giro único para el plegado del respaldo Twist-Lock



Marco reforzado

Sistema de ruedas ajustable patentado



Colores personalizados incluidos

BENEFICIOS

Para personas activas principalmente lesiones medulares y motoras.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

**Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com



ver_2025.11.115

