

Octane FX

RGK



O Octane FX utiliza titânio grau 9, que é a mais alta qualidade de titânio e garante uma estrutura leve e durável com um toque extremamente suave. Desfrute de um novo nível de desempenho e engenharia até o mais fino detalhe. O Octane FX é uma cadeira de rodas de titânio feita sob medida com muitas características impressionantes.

Sistema exclusivo de dobramento 'Q Lock'. **Imagem 1.**

Estrutura dobrável e encosto Q Lock. **Imagem 2.**

Guardas laterais dobráveis "dobráveis". **Imagem 3.**

Sistema de estofamento Airtech. **Imagem 4.**




Imagem 1



Imagem 2




Imagem 3



Imagem 4



Pensando em você. Mais opções.

Produtos de alta qualidade com os acessórios necessários a um preço acessível.

ESPECIFICAÇÕES

Material da moldura	Titânio grau 9
Estilo de moldura	Rígido
Largura do assento	10" - 18" / 25 cm - 46 cm
Profundidade assento	10" - 18" / 25 cm - 46 cm
Capacidade de peso	120 kg / 265 lbs
Peso do Produto	A partir de 5,5 kg / 12,3 lbs
Sistema dobrável	Sistema dobrável Q-lock
Cores disponíveis	25 opções



Rodas traseiras
Extração rápida

BENEFÍCIOS

Para pessoas ativas principalmente lesões motoras.

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto
Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com   

ver_2025.11.11P

