

Octane FX

RGK



La Octane FX utiliza titanio grado 9, que es la calidad más alta de titanio, y asegura un marco ligero y duradero con un paseo sumamente suave. Disfrute de un nuevo nivel de rendimiento e ingeniería hasta el más mínimo detalle. El Octane FX es una silla de ruedas de titanio hecha a medida con muchas características impresionantes.

Sistema de plegado exclusivo 'Q Lock'.
Figura 1.

Estructura y respaldo plegables Q Lock.
Figura 2.

Guardas laterales plegables "Fold flat".
Figura 3.

Sistema de tapizado Airtech. **Figura 4.**




Figura 1



Figura 2





Figura 3



Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios a un precio económico.

ESPECIFICACIONES

Material del marco	Titanio grado 9
Estilo del marco	Rígido
Ancho del asiento	10" - 18" / 25 cm - 46 cm
Profundidad de asiento	10" - 18" / 25 cm - 46 cm
Capacidad de peso	120 kg / 265 lbs
Peso del producto	Desde 5.5 kg / 12.3 lbs
Sistema de plegado	Sistema de plegado Q-lock
Colores disponibles	25 opciones



Ruedas traseras
Extracción rápida

BENEFICIOS

Para personas activas principalmente lesiones motoras.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

**Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com



ver_2025.11.115

