

Sistema de Assento PAL

LECKEY



Cadeira reforçada e fácil de usar na escola, em casa ou em centros de reabilitação. Para necessidades posturais leves ou moderadas, melhora a estabilidade sentada, o que permite prolongar os períodos de atenção e facilita as atividades de manipulação e a atividade motora fina.

Cinto abdominal de dois pontos e almofadas laterais para estabilidade lateral. **Imagem 1.**

Apoios de braços, pernas e plataforma ajustáveis em altura. **Imagem 2.**

Opções de base e apoio para os pés disponíveis, incluindo rodízios, balancins e estabilizadores. **Imagem 3.**

Ajustes mais fáceis do que ABC. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4




Pensando em você. Mais opções.

Equipamentos fabricados e adaptados para crianças e adultos com deficiência.

ESPECIFICAÇÕES

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Tamanhos | 4 |
| Idade aproximada | 1 a 12 anos |
| Peso máximo do usuário | 30 a 50 kg / 66 até 110 lbs |
| Altura do usuário | 75 a 160 cm / 29,5" até 63" |
| Largura do assento | 15 até 38 cm / 6" até 15" |
| assento profundo | 15 até 40 cm / 15" até 15,7" |
| Altura do encosto | 26,5 até 45 cm / 10" até 17,7" |
| Reclinação do encosto | De -95° a +105° |

Medição necessária do usuário (altura total e joelho ao calcanhar)



Cores



BENEFÍCIOS

Sistema de assento postural pediátrico, com necessidades posturais leves a moderadas.

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com 

ver_2025.11.11P

