

Sistema de Asiento PAL

LECKEY



Silla reforzada y fácil de usar en el colegio, el hogar o centros de rehabilitación. Para necesidades posturales leves o moderadas, mejora la estabilidad en sedestación, lo que permite prolongar los períodos de atención y facilitar las actividades de manipulación y actividad motora fina.

Cinturón de seguridad de dos puntos y almohadillas laterales para estabilidad lateral. **Figura 1.**

Reposabrazos, patas y reposapiés regulables en altura. **Figura 2.**

Opciones de base y reposapiés disponibles, incluidas ruedas, balancines y estabilizadores. **Figura 3.**

Los ajustes son más fáciles que el A-B-C. **Figura 4.**




Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Equipo fabricado y adaptado para niños y adultos con discapacidad.


ESPECIFICACIONES

Tamaños	4
Edad aproximada	1 a 12 años
Peso max de usuario	30 hasta 50 kg /66 hasta 110 lbs
Estatura usuario	75 a 160 cm / 29.5" hasta 63"
Ancho asiento	15 hasta 38 cm / 6" hasta 15"
Profundo asiento	15 hasta 40 cm / 15" hasta 15.7"
Altura respaldo	26.5 hasta 45 cm / 10" hasta 17.7"
Reclinación respaldo	De -95° a +105°

Colores



Medida de usuario
requerida
(altura total y
de rodilla a talón)



BENEFICIOS

Sistema de asiento postural pediátrico, con necesidades posturales leves a moderadas.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com   

ver_2025.11.115

