

Estabilizador Pronestander



LECKEY

Además del ajuste del ángulo en decúbito prono, el bipedestador cubre un amplio rango de crecimiento y tiene soportes ajustables para el pecho, la cadera y las rodillas, para garantizar que cumpla con una amplia gama de necesidades clínicas.

Fácil de configurar y ajustar para múltiples usuarios. **Figura 1.**

Cinco posiciones boca abajo seguras incrementales posibles, de 85° a 45°. **Figura 2.**

Incluye soportes para pecho, cadera, rodillas y sandalias ajustables individualmente. **Figura 3.**

Permite la desrotación de las caderas así como la alineación de la pelvis y el centro de gravedad sobre la base de apoyo. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3




Figura 4

Pensando en ti. Más opciones.

Equipo fabricado y adaptado para niños y adultos con discapacidad.

ESPECIFICACIONES

Tamaños	3
Edad	De 1 a 18 años
Estatura usuario	De 80 a 185 cm / 31.5" a 72.8"
Peso max de usuario	90 kg / 198 lbs
Ángulos propensos	85°, 75°, 65°, 55°, 45°
Opciones de tela	Talla 1 Verde Pradera Talla 2 y 3 Azul Mondeo

Medida de usuario
requerida
(altura total)



BENEFICIOS

Sistema de bipedestación en decúbito prono robusto y ajustable.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com 

ver_2025.11.115

