

Pivot Treinador de marcha



O Pivot é o nosso novo Treinador de Marcha para crianças que necessitam de suporte adicional e alinhamento postural enquanto caminham e treinam a marcha. Suas diversas opções são ajustáveis para atender às necessidades únicas do usuário.

Estrutura de alumínio leve. **Imagem 1.**

Altura ajustável em incrementos de 1 polegada. **Imagem 2.**

Pode ser usado na posição anterior ou posterior. **Imagem 3.**

Rodízios dianteiros e traseiros com quatro funções. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3




Imagem 4




Pensando em você. Mais opções.

Equipamentos fabricados e adaptados para crianças e adultos com deficiência.

ESPECIFICAÇÕES

Tamanho	Pequeno, Médio e Grande
Altura da alça	38 - 47 cm / 15" - 18,5" 56 - 64,8 cm / 22" - 25,5" 73,7 - 99 cm / 29" - 39"
Largura das alças	31,7 cm / 12,5" 42 cm / 16,5" 45,7 cm / 18"
Largura básica	58,4x83,8 cm 67,3x83,8 cm 96,5 cm
Capacidade de peso	34 kg 68 kg 90,7 kg
Peso do Produto	6,4 kg 7,5 kg 9,4 kg

Medição do usuário necessária
(Cotovelo no chão)



Pequeno
(Amarelo)



Médio
(Vermelho)



Grande
(Azul)

BENEFÍCIOS

Para usuários que precisam melhorar suas habilidades ambulatoriais e desenvolver suporte de peso

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com 

ver_2025.11.11P

