

Pivot Entrenador de marcha



El Pivot es nuestro nuevo Entrenador de Marcha para niños que requieren apoyo adicional y alineación postural mientras caminan y entrenan la marcha. Sus diversas opciones son ajustables para satisfacer las necesidades únicas del usuario.

Marco de aluminio liviano. **Figura 1.**

Altura ajustable en incrementos de 1 pulgada. **Figura 2.**

Se puede usar en posición anterior o posterior. **Figura 3.**

Ruedas delanteras y traseras con cuatro funciones. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3




Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Equipo fabricado y adaptado para niños y adultos con discapacidad.

ESPECIFICACIONES

Tamaño Pequeño, Mediano y Grande

Altura de la manija
38 - 47 cm / 15" - 18.5"
56 - 64.8 cm / 22" - 25.5"
73.7 - 99 cm / 29" - 39"

Anchura de las asas
31.7 cm / 12.5"
42 cm / 16.5"
45.7 cm / 18"

Ancho de la base 58.4x83.8 cm | 67.3x83.8 cm | 96.5 cm

Capacidad de peso 34 kg | 68 kg | 90.7 kg

Peso del producto 6.4 kg | 7.5 kg | 9.4 kg

Medida de usuario
requerida
(Codo al piso)



Pequeño
(Amarillo)



Mediano
(Rojo)



Grande
(Azul)

BENEFICIOS

Para usuarios con necesidad de mejorar sus habilidades ambulatorias y desarrollar el soporte de su peso

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS


Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com 

ver_2025.11.115

