

Playpak



Contiene un centro de actividades completo de rollos, cuñas y soportes que se unen de muchas maneras y le permiten a su hijo practicar diferentes posturas de desarrollo.

La colorida alfombra del suelo tiene un forro de velcro "esponjoso", al que se pueden fijar y quitar todos los componentes de forma fácil y segura.

Figura 1.

Rollo largo y corto para brindar el nivel justo de soporte para su elección de actividad. **Figura 2.**

La herradura pequeña y grande brinda soporte para la parte superior e inferior de la espalda. **Figura 3.**

Correa de posicionamiento y reposacabezas para soporte adicional cuando sea necesario en la parte delantera, lateral o trasera. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Equipo fabricado y adaptado para niños y adultos con discapacidad.

ESPECIFICACIONES

Material	Sin látex, lavable en lavadora
Bolsa	Largo 44 cm / 17" ancho 49 cm / 19"
Tapete	Largo 134 cm / 53" ancho 75 cm / 30"
Rollo largo	Largo 52 cm / 20" ancho 9 cm / 3.5"
Rollo corto	Largo 28 cm / 11" ancho 9 cm / 3.5"
Correa	Largo 66 cm / 26" ancho 8 cm / 3"
Herradura grande	Largo 44 cm / 17" ancho 49 cm / 19"
Herradura pequeña	Largo 7 cm / 3" ancho 9 cm / 3.5"



BENEFICIOS

Adecuado para bebés y niños pequeños desde el nacimiento hasta los 4 años.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com 

ver_2025.11.115

