

QUICKIE 2

Q2 Lite / HP

QUICKIE®



Com um design modular que pode mudar com você, ele oferece a mais ampla gama de configurações possíveis na indústria – mais de 100.000 opções diferentes de reabilitação complexa e aumentando. Projetado para atender necessidades exclusivas sem comprometer o ajuste ou o desempenho.

Estrutura dobrável para fácil transporte e armazenamento caso o usuário tenha pouco espaço. **Imagem 1.**

Para melhor posicionamento e funcionalidade da cadeira, ela pode ser configurada com encostos e almofadas JAY. **Imagem 2.**

Sistema de extração rápida totalmente seguro nas rodas traseiras para melhor transporte e montagem. **Imagem 3.**

Travessa mais forte e rígida com alumínio oval 7000 mais leve. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3







Imagem 4



Pensando em você. Mais opções.

Para quem necessita de tecnologia de ponta para acompanhar as exigências da sua vida ativa.

ESPECIFICAÇÕES	
Largura do assento	12" a 24"
Profundidade do assento	12" a 22"
Peso do Produto	a partir de 9 kg o marco
Capacidade de peso	120-158 kg / 265-350 lbs
Centro de gravidade	Ajustável 1" - 3,5"
Ângulo do quadro	70°, 80°
Apoio para os pés	60°, 70°, 80°, Elevável
Acessórios	Opcional
Configurações	Optional
Cores disponíveis:	

Várias opções de capacidade de peso	
	Opção mais leve QUICKIE 2 Lite
Tecnologia Q Fit com ajuste perfeito	
	Tamanhos exclusivos de carcaças de rodas, garfo e roda

BENEFÍCIOS

Para pessoas ativas, principalmente lesões espinhais e motoras.

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com   

ver_2025.11.11P

