

QUICKIE 2

Q2 Lite / HP

 QUICKIE®



Con un diseño modular que puede cambiar con usted, ofrece la gama más amplia de configuraciones posibles en la industria: más de 100,000 opciones de rehabilitación compleja diferentes y contando. Diseñada para satisfacer necesidades únicas sin comprometer el ajuste o el rendimiento.

Marco plegable para facilitar su traslado y almacenamiento si el usuario tiene poco espacio. **Figura 1.**

Para un mejor posicionamiento y funcionalidad de la silla se puede configurar con respaldos y cojines JAY. **Figura 2.**

Sistema de extracción rápida en ruedas traseras totalmente seguro para mejor transportación y ensamble. **Figura 3.**

Cruceta más fuerte y rígida con un peso más ligero de aluminio 7000 ovalado. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4




Pensando en ti. Más opciones.

Para quienes requieren tecnología de punta para mantener el ritmo de las exigencias de su vida activa.

ESPECIFICACIONES

Rango de ancho	12" a 24"
Profundidad	12" a 22"
Peso del producto	desde 9 kg el marco
Capacidad de peso	120-158 kg / 265-350 lbs
Centro de gravedad	Ajustable 1" - 3.5"
Ángulo marco	70°, 80°
Soporte de pies	60°, 70°, 80°, Elevables
Accesorios	Opcionales
Ajustes	Si

Colores disponibles:




Múltiples opciones de capacidad de peso



Opción más ligera
QUICKIE 2 Lite

Tecnología Q-Fit con ajuste perfecto



Tamaños únicos de carcasa de ruedas, horquilla y rueda

BENEFICIOS

Para personas activas principalmente lesiones medulares y motoras.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com



ver_2025.11.115

