

Q300 M Mini



zippie

A Q300 M Mini é uma cadeira de rodas motorizada com tração central verdadeira e mais estreita, com um raio de giro ultrapequeno de 17". A suspensão em todas as rodas amortece cada roda de forma independente. Supere obstáculos de até 3" com rodas motrizes de 12".

Oferece a opção recomendada de almofadas e encostos JAY adaptados às necessidades específicas do usuário.

Imagem 1.

A tecnologia LUCI Smart evita capotamentos, colisões e quedas. Complemento opcional para assentos SEDEO PRO. **Imagem 2.**

C-Me® permite subir até 12", enquanto viaja até 4,8 km/h. **Imagem 3.**

Permite uso interno e externo graças aos acessórios básicos, rodas dianteiras e traseiras. **Imagem 4.**




Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4



Pensando em você. Mais opções.

Para quem necessita de tecnologia de ponta para acompanhar as exigências da sua vida ativa.

ESPECIFICAÇÕES

Largura do assento	10" a 16"
Profundidade assento	10" a 19"
Altura do encosto	12" a 20"
Capacidade de peso	75 kg / 165 lbs
Peso do Produto	A partir de 114 kg
Sistema de rodas	Spyder Track 12"/14" e 7"
Recursos para escolher	Inclinação, elevação, C-Me Recline, Elevação dos pés
Motores	4 pólos
Velocidade	9,6 kmh padrão
Bluetooth	Opcional

Funções eletrônicas
que podem ser
configuradas e
personalizadas



2 baterias seladas

SEDEO PRO
Assentos configuráveis
com JAY Syncra



33" de comprimento
de base curto

Cores disponíveis:



Preto azul verde laranja vermelho branco

BENEFÍCIOS

Para pessoas ativas, principalmente lesões espinhais e motoras.

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com



ver_2025.11.11P

