

Q300 M Mini



zippie.

La Q300 M Mini es una silla de ruedas motorizada de tracción central verdadera más estrecha, con un radio de giro ultra pequeño de 17". Suspensión en todas las ruedas que amortigua cada una de forma independiente. Supera obstáculos de hasta 3" con ruedas de tracción de 12".

Ofrece la opción recomendable para cojines y respaldos JAY sobre medida y necesidades específicas del usuario. **Figura 1.**

La tecnología LUCI Smart evita vuelcos, colisiones y caídas. Complemento opcional para asientos SEDEO PRO. **Figura 2.**

C-Me® le permite elevarse hasta 12", mientras viaja hasta 4.8 kph. **Figura 3.**

Permite por los accesorios de la base, ruedas delanteras y traseras, el uso para interiores y exteriores. **Figura 4.**




Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Para quienes requieren tecnología de punta para mantener el ritmo de las exigencias de su vida activa.

ESPECIFICACIONES

Ancho de asiento	10" a 16"
Profundidad de asiento	10" a 19"
Altura del respaldo	12" a 20"
Capacidad de peso	75 kg / 165 lbs
Peso del producto	Desde 114 kg
Sistema ruedas	Spyder Track 12"/14" y 7"
Funciones a elegir	Basculación, Elevación, C-Me Reclinación, Elevación pies
Motores	4 polos
Velocidad	9.6 kmh estándar
Bluetooth	Opcional

Colores disponibles:



BENEFICIOS

Para personas activas principalmente lesiones medulares y motoras.

Funciones electrónicas que se pueden configurar y personalizar



2 baterías selladas

SEDEO PRO
Asientos configurables con JAY Syncra



Longitud de base corta de 33"

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com   

ver_2025.11.115

