

Q500 M



QUICKIE®

O novo Q500 M equilibra excelente manobrabilidade em interiores com desempenho excepcional e estilo atraente. Tudo isso, combinado com os benefícios dos assentos SEDEO PRO altamente configuráveis e dos controles mais avançados, cria a cadeira de rodas motorizada perfeita para qualquer aventura.

Oferece a opção recomendada de almofadas e encostos JAY adaptados às necessidades específicas do usuário.

Imagem 1.

A tecnologia LUCI Smart evita capotamentos, colisões e quedas. Complemento opcional para assentos SEDEO PRO. **Imagem 2.**

C-Me® permite subir até 12", enquanto viaja até 4,8 km/h. **Imagem 3.**

Permite uso interno e externo graças aos acessórios básicos, rodas dianteiras e traseiras. **Imagem 4.**




Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4



Pensando em você. Mais opções.

Para quem necessita de tecnologia de ponta para acompanhar as exigências da sua vida ativa.

ESPECIFICAÇÕES

| | |
|------------------------|---|
| Largura do assento | 16" a 22" |
| Profundidade assento | 14" a 22" |
| Altura do encosto | 21" a 30" |
| Capacidade de peso | 135 kg / 300 lbs |
| Peso do Produto | A partir de 10 kg > |
| Sistema de rodas | Spyder Track 13" e 7" |
| Recursos para escolher | Inclinação, elevação, C-Me Recline, Elevação dos pés |
| Motores | 4 pólos |
| Velocidade | 9,6 kmh padrão |
| Bluetooth | Opcional |

Cores disponíveis:



BENEFÍCIOS

Para pessoas ativas, principalmente lesões espinhais e motoras.

Funções eletrônicas que podem ser configuradas e personalizadas



2 baterias seladas

SEDEO PRO
Assentos configuráveis com JAY Syncra



Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com   

ver_2025.11.11P

