

QRi

QUICKIE®



A QRi® é uma cadeira de rodas rígida ultraleve com um design de estrutura forte e aberta, perfeita para o seu estilo de vida em movimento. Projetado para forma e função, o QRi é um híbrido de durabilidade e estilo de baixa manutenção a um preço incrível.

Um design de roda fluida e um sistema de trânsito opcional. **Imagem 1.**

Vem de fábrica com uma moldura de inserção de 0" ou 1". **Imagem 2.**

Inclui encosto ajustável com ângulo de travamento dobrável. **Imagem 3.**

Sistema QR de extração rápida nas rodas traseiras totalmente seguro para melhor transporte e montagem. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3





Imagem 4

Pensando em você. Mais opções.

Para quem necessita de tecnologia de ponta para acompanhar as exigências da sua vida ativa.

ESPECIFICAÇÕES

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Quadro | Alumínio 6062 |
| Largura do assento | 12" a 20" |
| Profundidade assento | 12" a 20" |
| Peso do Produto | 10 kg / 22 lbs |
| Capacidade de peso | 120 kg / 265 lbs |
| Centro de gravidade | Ajustável de 0,5" até 3" |
| Acessórios | Opcional |
| Configurações | Opcional |
| Cores disponíveis: | |



Compatível com
almofadas e encostos
JAY



BENEFÍCIOS

Para pessoas ativas, principalmente lesões espinhais e motoras.

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Disponemos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com   

ver_2025.11.11P

