

QRi

QUICKIE®



La QRi® es un ultra silla de ruedas ligera rígida con un diseño de estructura fuerte y abierto perfecto para su on-the-go estilo de vida. Diseñado para la forma y la función, la QRi es un híbrido de estilo durabilidad y bajo mantenimiento a un precio increíble.

Un diseño de ruedas fluidas y un sistema de tránsito opcional. **Figura 1.**

Viene de serie con un marco de inserción de 0" o 1". **Figura 2.**

Incluido el respaldo ajustable con ángulo de bloqueo plegable. **Figura 3.**

QR Sistema de extracción rápida en ruedas traseras totalmente seguro para mejor transportación y ensamble. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3





Figura 4

Pensando en ti. Más opciones.

Para quienes requieren tecnología de punta para mantener el ritmo de las exigencias de su vida activa.

ESPECIFICACIONES

Marco	Aluminio 6062
Ancho de asiento	12" a 20"
Profundidad de asiento	12" a 20"
Peso del producto	10 kg / 22 lbs
Capacidad de peso	120 kg / 265 lbs
Centro de gravedad	Ajustable 0.5" hasta 3"
Accesorios	Opcionales
Ajustes	Opcionales
Colores disponibles:	

Compatible con
cojines y respaldos
JAY



BENEFICIOS

Para personas activas principalmente lesiones medulares y motoras.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

**Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com



ver_2025.11.115

