

QXi



QUICKIE®



Simplificado pela Quickie. O Quickie® QXi™ é um quadro durável e de baixa manutenção, perfeito para a pessoa que busca simplicidade, longevidade e as opções mais populares da Quickie a um preço justo.

Design de moldura durável. **Imagem 1.**

Ajustes, incluindo centro de gravidade, altura do assento, curvatura e altura do encosto. **Imagem 2.**

Alturas de assento super baixas, altura de assento de 13" pode ser alcançada com rodízios de 5". **Imagem 3.**

Novo encosto EXO. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3




Imagem 4



Pensando em você. Mais opções.

Para quem necessita de tecnologia de ponta para acompanhar as exigências da sua vida ativa.

ESPECIFICAÇÕES

Largura do assento	14" a 20"
Profundidade assento	14" a 20"
Peso do Produto	A partir de 12 kg / 26,5 lbs
Capacidade de peso	136 kg / 300 lbs
Curvatura	0° e 3°
Centro de gravidade	Ajustável 1" - 3,5"
Ângulo do quadro	60°, 70° e 80°
Apoio para os pés	Opcional / Elevável
Acessórios	Opcional
Configurações	Opcional

Cores disponíveis



BENEFÍCIOS

Para pessoas ativas, principalmente lesões espinhais e motoras.

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com   

ver_2025.11.11P

