

R20

Empulse



Ya sea cuesta arriba, cuesta abajo o en viajes largos. Dispositivo de asistencia eléctrico plegable y liviano se transporta fácilmente, ya sea conectado o desconectado a la silla de ruedas con su práctica mochila.

Transporte suave y capacidad de plegado. **Figura 1.**

Control de encendido/apagado sencillo con un solo botón para un manejo seguro y fácil operación. **Figura 2.**

El dispositivo de asistencia eléctrica le permite ascender fácilmente pendientes de hasta 10° con un potente motor de 250 W. **Figura 3.**

Fácil montaje. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Para quienes requieren tecnología de punta para mantener el ritmo de las exigencias de su vida activa.

ESPECIFICACIONES

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| ITEM | EISP9 |
| Ancho de asiento | 13" a 23" |
| Altura del asiento al piso | 15.5" a 20.5" |
| Rango distancia | 14 km / 9 millas |
| Velocidad max. | 3.1 mph / 5 kmh |
| Batería | 5,8-6 Ah / 36 V - lones de litio |
| Capacidad de peso | 170 kg / 375 lbs |
| Peso del producto | 5 kg / 9.9 lbs |



BENEFICIOS

Es compatible con la mayoría de las sillas de ruedas manuales plegables y de basculación.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com   

ver_2025.11.115

