

R90



Percorra distâncias maiores sem se cansar, suba rampas com facilidade e reduza a tensão nos ombros. O design elegante, simples e compacto permite que o R90 seja colocado debaixo da sua cadeira. É discreto e intuitivo e mantém o tamanho e o raio de giro da sua cadeira.

Com um botão a roda é levantada para obter resistência zero ao rolamento. **Imagem 1.**

Inicie, pare e controle a velocidade com o apertar de um botão. **Imagem 2.**

O aplicativo Sunrise Intelligence permite selecionar o perfil de desempenho, velocidade máxima e mostra a carga da bateria. **Imagem 3.**

O sistema de fixação V-Lock fixa o R90 à maioria das cadeiras de rodas dobráveis e rígidas. **Imagem 4.**




Imagem 1




Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4



Pensando em você. Mais opções.

Para quem necessita de tecnologia de ponta para acompanhar as exigências da sua vida ativa.

ESPECIFICAÇÕES

ITEM	EISP8
Alcance máximo	Bateria padrão (2,5 Ah): 15,7 km Bateria estendida (5 Ah): 31 km
Velocidade máxima	8 kmh (ajustável)
Bateria	Íon-lítio 36V 2,5Ah/5Ah
Capacidade de peso	124 kg / 275 lbs
Peso do produto	R90 sem bateria: 6 kg /13,0 lbs Bateria padrão: 0,6 kg /1,5 lbs Bateria estendida: 1,2 kg /2,6 lbs



BENEFÍCIOS

Dispositivo motorizado de assistência para cadeiras de rodas com estrutura rígida e dobrável

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com   

ver_2025.11.11P

