

Grúa Ranger 2



La Ranger 2 mantiene los mismos estándares de durabilidad y fiabilidad que todas las grúas para piscinas de Aqua Creek. Está diseñada para ser operada de manera independiente por el usuario, permitiendo un control completo de la grúa con un mando de 2 botones fácil de usar. La Ranger 2 es ideal para piscinas de hoteles y también es una excelente opción para entusiastas de piscinas residenciales.

Anclaje estándar. **Figura 1.**

Anclaje estándar con perillas de conexión rápida. **Figura 2.**

Anclaje para pavimento. **Figura 3.**

Anclaje de cubierta de madera. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Los líderes en recreación, fitness y accesibilidad, segura y garantizada.

ESPECIFICACIONES

Marco Acero inoxidable con acabado en pintura en polvo

Ancho de asiento 45.7 cm / 18"

Profundo del asiento 43.2 cm / 17"

Altura de respaldo 44.3 cm / 18"

Soporte de brazos Abatibles

Soportes de pies Ajustable y cinturón

Capacidad de peso 160 kg / 350 lbs

Sistema Eléctrico

Accesorios Opcionales

Colores



El cargador solar ayuda a extender la vida de la batería



Funda para exterior

Combine su marca o decoración con el color personalizado



BENEFICIOS

Las grúas son fabricadas para piscinas y spa son ideales tanto para uso comercial, como residencial.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com   

ver_2025.11.115

