

Respaldo Go

Comodidad y conveniencia para las necesidades básicas, el respaldo JAY® GO cuenta con un montaje de correas Velcro® fácil de instalar, una cubierta resistente a la humedad Dartex® y correas anchas diseñadas para ajustabilidad, conveniencia y soporte.

JAY®



ESPECIFICACIONES

- Inserto de Espuma Suave
- Correas Anchas y Ajustables en Tensión
- Cubierta Exterior Dartex® con Revestimiento de Lycra®
- Instalación Conveniente

Ancho	12" a 26"
Altura	10" a 19"
Peso Máx. del Usuario	226 kg / 500 lbs
Peso del producto	0.8 kg / 1.7 lbs
Opciones de montaje	Con velcro
Material	Espuma suave de 1 1/4"
Funda	Lycra recubierta de Dartex

Para más información sobre cómo obtener este producto

Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com

