

Respaldo J3

Aluminio y carbono



El respaldo JAY más versátil para todas las formas, tamaños y estilos de vida. La línea de productos de respaldos JAY® J3™ ofrece una multitud de anchos, alturas y profundidades de contorno de carcasa traseras para adaptarse al respaldo al cliente. Cada respaldo es ligero y ajustable, con numerosas opciones de hardware que permiten una instalación fácil.

El J3 Plus ofrece estabilidad pélvica y del tronco del cliente bariátrico. **Figura 1.**

Más tamaños. Más estilos. PA, PL, PD, PDL. **Figura 2.**

El respaldo contorneado de 6" más popular, PD, ahora está disponible en más de 40 tamaños. **Figura 3.**

Ofrece una opción de carcasa de fibra de carbono para lo último en rendimiento liviano. Con un peso tan ligero desde 1 kg. **Figura 4.**



Figura 1




Figura 2



Figura 3




Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Respaldo de sillas de ruedas diseñado para brindar al usuario soporte, comodidad y protección.

ESPECIFICACIONES

Rango de ancho	12" a 26"
Altura	6.5" a 24"
Profundidad	2.2" a 6"
Peso del producto	0.8 kg / 1.7 lbs (Sin soportes)
Capacidad de peso	12"-20" 136 kg / 300 lbs 22"-26" 226 kg / 500 lbs
Angulo de ajuste	Si
Material	Espuma suave
Funda	Microclimatic 3DX
Base	Aluminio o Carbono
Ajustes	Altura, ancho y profundo
Accesorios	Soportes y arnés

BENEFICIOS

Respaldos diseñados para sillas de ruedas para un soporte perfecto

Montaje desmontable
SH 4 puntos



Montaje desmontable
TH



Componentes
torácicos y
lumbares



Accesorios para
soporte de cabeza



Soportes laterales



Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com



ver_2025.11.11S

