

Respaldo comfortable Plus



El respaldo estabilizador Comfortable Plus con soportes laterales adicionales no solo es cómodo, sino que también ofrece la posibilidad de corregir defectos posturales y mejorar el control corporal. Los amplios soportes laterales y un gran reposacabezas estabilizan al paciente, ayudan a asegurar la sección del cuello y garantizan una correcta posición de la cabeza.

Los materiales están certificados como no inflamables, antibacterianos y no contienen látex. **Figura 1.**

Cuatro tamaños de ancho y alto con soportes laterales. **Figura 2.**

Incluye bomba de aire manual, cinta de neopreno y otros accesorios opcionales. **Figura 3.**

La forma anatómica del respaldo y el peso ligero, permiten una fácil instalación en una silla de ruedas, un asiento de rehabilitación, una silla o un automóvil. **Figura 4.**




Figura 1




Figura 2



Figura 3




Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Estabilización integral e innovadora tecnología de fabricación

ESPECIFICACIONES

Ancho y alto	Pequeño 30 cm x 50 cm
	Mediano 35 cm x 60 cm
	Grande 40 cm x 75 cm
	Extra Grande 45 cm x 75 cm

Ancho y alto soportes laterales	Pequeño 58 cm x 28 cm
	Mediano 65 cm x 28 cm
	Grande 75 cm x 35 cm
	Extra Grande 85 cm x 35 cm

Capacidad de peso	120 kg / 264.6 lbs
-------------------	--------------------

Peso del producto	4 kg / 8.8 lbs
-------------------	----------------

Accesorios	Opcionales
------------	------------

Correa elástica
de neopreno



Tubo flexible para
mayor estabilidad
y rigidez

BENEFICIOS

Diseñado para usuarios que requiere una estabilidad moderada.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

**Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com   

ver_2025.11.11S

