

Respaldo comfortable



El respaldo estabilizador Comfortable proporciona un soporte cómodo y alivio al mismo tiempo. La forma modificable ofrece un ajuste personalizado a las necesidades del usuario, corrigiendo defectos posturales y mejorando así el control del cuerpo del usuario.

Los materiales están certificados como no inflamables, antibacterianos y no contienen látex. **Figura 1.**

Tres tamaños de ancho y alto. **Figura 2.**

Incluye bomba de aire manual, y otros accesorios opcionales. **Figura 3.**

La forma anatómica del respaldo y el peso ligero, permiten una fácil instalación en una silla de ruedas, un asiento de rehabilitación, una silla o un automóvil. **Figura 4.**




Figura 1




Figura 2



Figura 3



Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Estabilización integral e innovadora tecnología de fabricación

ESPECIFICACIONES

Ancho	Pequeño 52 cm Mediano 56 cm Grande 70 cm
-------	--

Altura	Pequeño 40 cm Mediano 50 cm Grande 50 cm
--------	--

Capacidad de peso	100 kg / 220 lbs
-------------------	------------------

Peso del producto	1.5 kg / 3.3 lbs
-------------------	------------------

Accesorios opcionales	Opcionales
-----------------------	------------

Tubo flexible para
mayor estabilidad
y rigidez



BENEFICIOS

Diseñado para usuarios que requiere un posicionamiento y estabilidad moderada.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

**Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com



ver_2025.11.115

