

# Revolution XL



  
Aqua Creek Products

¡La nueva y mejorada Grúa para Piscina Revolution XL™ ahora es más elegante y versátil que nunca! Con la misma robusta capacidad de peso de 500 lb que su predecesora, ahora con mayor calado de agua y retroceso del anclaje, esta grúa ofrece acceso a una variedad más amplia de usuarios y proporciona espacio adicional para paredes cortas de piscinas y bordillos. La Revolution XL™ está diseñada para ser autooperada por el usuario individual. Con un fácil de usar mando de 4 botones, el usuario puede controlar todos los movimientos y disfrutar de una experiencia acuática totalmente independiente.

Anclaje estándar. **Figura 1.**

Anclaje semiempotrado. **Figura 2.**

Anclaje para pavimento. **Figura 3.**

Anclaje de cubierta de madera. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3




Figura 4



# Pensando en ti. Más opciones.

Los líderes en recreación, fitness y accesibilidad, segura y garantizada.

ESPECIFICACIONES	
Marco	Acero inoxidable con acabado en pintura en polvo
Ancho de asiento	55.8 cm / 22"
Profundo del asiento	43 cm / 17"
Altura de respaldo	45.7 cm / 18"
Soporte de brazos	Abatibles
Soportes de pies	Ajustable y cinturón
Capacidad de peso	226 kg / 500 lbs
Rotación	360°
Sistema	Eléctrico
Accesorios	Opcionales
Colores	

El cargador solar ayuda a extender la vida de la batería	
	Funda para exterior
Combine su marca o decoración con el color personalizado	

## BENEFICIOS

Las grúas son fabricadas para piscinas y spa son ideales tanto para uso comercial, como residencial.

## Conoce nuestros productos



### DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



### VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto  
**Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com)   

ver\_2025.11.115

