

SPHYNX



As dimensões mais compactas dobradas em sua classe! A ZIPPIE Sphynx é a primeira do seu tipo: uma cadeira de rodas pediátrica de inclinação verdadeiramente transportável, especialmente projetada para famílias em movimento. Com uma estrutura dobrável para armazenamento ultra-compacto e uma ampla gama de opções de assentos, a Sphynx atende às necessidades tanto dos cuidadores quanto às clínicas em uma cadeira de rodas fácil de usar.

A reclinção pode ser ajustada rapidamente de 85° a 100°. **Imagem 1.**

A configuração de inclinação estática pode ser ajustada para 10°, 20° ou 30°. **Imagem 2.**

As dimensões dobradas mais compactas da sua classe! **Imagem 3.**

Opções de assentos padrão ou configurados individualmente. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4




Pensando em você. Mais opções.

Para quem necessita de tecnologia de ponta para acompanhar as exigências da sua vida ativa.

ESPECIFICAÇÕES

Largura do assento	10", 12", 14", 16", 18"
Profundidade assento	10" a 19"
Peso do Produto	13,6 kg / 30 lbs
Capacidade de peso	113,4 kg / 250 lbs
Ângulo de reclinção	10°, 20°, 30°
Acessórios	Opcional
Cores	Verde, azul, vermelho, preto e rosa



BENEFÍCIOS

Um carrinho para necessidades especiais que oferece suporte de posicionamento leve a moderado.

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto
Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com



ver_2025.11.11P

