

SPHYNX

zippie



¡Las dimensiones más compactas plegadas en su clase! Es la primera de su tipo: una silla de ruedas pediátrica de inclinación verdaderamente transportable, especialmente diseñada para familias en movimiento. Con un marco plegable para almacenamiento ultra compacto y una amplia gama de opciones de asientos, la Sphynx satisface tanto las necesidades de los cuidadores como las clínicas en una silla de ruedas fácil de usar.

La inclinación se puede ajustar rápidamente de 85° a 100°. **Figura 1.**

La basculación estática se puede ajustar a 10°, 20° o 30°. **Figura 2.**

¡Las dimensiones plegadas más compactas de su clase! **Figura 3.**

Opciones de asientos estándar o configurados individualmente. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4




Pensando en ti. Más opciones.

Para quienes requieren tecnología de punta para mantener el ritmo de las exigencias de su vida activa.

ESPECIFICACIONES

Ancho asiento	10", 12", 14", 16", 18"
Profundidad asiento	10" a 19"
Peso del producto	13.6 kg / 30 lbs
Capacidad de peso	113.4 kg / 250 lbs
Ángulo reclinación	10°, 20°, 30°
Accesorios	Opcionales
Colores	Verde, azul, rojo, negro y rosa



BENEFICIOS

Un cochecito para necesidades especiales que brinda soporte de posicionamiento de leve a moderado.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

**Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com



ver_2025.11.115

