

Sistema de asiento Squiggles



LECKEY

Este sistema de asiento pediátrico proporciona un posicionamiento postural incomparable de la pelvis, el torso, la cabeza y las piernas, al tiempo que brinda al niño la mayor libertad de movimiento posible.

La base Hi-Low permite cambiar fácilmente la altura del niño mediante un pedal de compresión de gas para la interacción ojo a ojo durante el trabajo, el descanso y el juego. **Figura 1.**

Gran variedad de posibilidades de ajuste, el sistema de asientos Squiggles puede crecer con su hijo. **Figura 2.**

La estabilidad pélvica es la base para la comodidad y el soporte postural óptimo en cada sillón de terapia.. **Figura 3.**

Asientos Leckey sobre bases de movilidad ZIPPIE. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Equipo fabricado y adaptado para niños y adultos con discapacidad.

ESPECIFICACIONES

Base chasis	Hi-Low
Edad aproximada	De 1 a 5 años
Estatura usuario	De 75 a 110 cm / 29.5" a 43.3"
Peso max de usuario	22 kg / 48.4 lbs
Reclinación respaldo	De -10 a 25°
Basculación asiento	De -10 a 30°
Ángulo reposapiés	De -10 a 10°
Peso unidad postural	6 kg / 13 lbs
Peso base Hi-Low	9 kg / 20 lbs

Colores



Rosa

Verde

Azul

Medida de usuario
requerida
(altura total)



BENEFICIOS

Pensada para niños y adultos jóvenes que necesitan óptimo posicionamiento y estabilidad pélvica

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com



ver_2025.11.115

