

Estabilizador Squiggles

LECKEY



Suporte 3 em 1 versátil e ajustável; em posição prona, supina ou vertical. Garante conforto e posicionamento ideais, ao mesmo tempo que promove os benefícios de ficar em pé. O estande terapêutico tem ampla faixa de crescimento para crianças de 1 a 5 anos.

Está disponível com diversas bases móveis internas e externas. **Imagem 1.**

O design modular pode ser facilmente configurado para as necessidades posturais e de conforto de uma criança em crescimento. **Imagem 2.**

Traga os benefícios da terapia em pé. **Imagem 3.**

Atividades como brincar, comer, ler, escrever ou conversar com amigos são facilitadas. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2




Imagem 3



Imagem 4



Pensando em você. Mais opções.

Equipamentos fabricados e adaptados para crianças e adultos com deficiência.

ESPECIFICAÇÕES

Altura do usuário De 73 a 110 cm / 29,5" a 43,5"

Peso máximo do usuário 22 kg / 48,4 lbs

Idade aproximada De 1 a 5 anos

Peso do Produto > 8 kg / 17,6 lbs

Ajuste da mesa propensa 30°

Ajuste da mesa supina 40°

Cores



Rosa

Verde

Azul

Medição necessária
do usuário
(altura total)



BENEFÍCIOS

Dispositivo de mobilidade vertical projetado para crianças e adolescentes que não conseguem ficar de pé ou andar de forma independente

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com 

ver_2025.11.11P

