


Rampa Suitcase



Esta rampa ultraforte e de uma única dobra oferece a segurança e resistência necessárias, mantendo-se leve e portátil. Possui uma banda de rodagem não escorregadia extrudada para melhor tração e uma placa de transição inferior autoajustável para fácil conversão de rampa para o solo. A construção soldada oferece durabilidade e segurança a longo prazo. Desdobra-se em uma plataforma de 30" (76.2 cm) de largura.



Pensando em você. Mais opções.

Produtos de alta qualidade com os acessórios necessários a um preço acessível.

ESPECIFICAÇÕES

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Material | Alumínio |
| Largo | 75 cm / 29,5" |
| Profundo | 61 - 243 cm / 2' - 8' Pés. |
| Peso do Produto | 3,6 - 13 kg / 12 - 30 lbs |
| Capacidade de peso | 362 kg / 800 lbs |
| Superfície | Anti derrapante |
| Vincado | Em dois |
| Extensão | Opcional |



BENEFÍCIOS

Adequado para casa, veículo ou viagens e oferece soluções temporárias ou de longo prazo

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto
Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com   

ver_2025.11.11P

