


Rampa Suitcase



Esta rampa portátil, con su diseño de un solo pliegue, se instala rápidamente y es ideal para scooters y sillas de ruedas. Fabricada de aluminio liviano con un diseño fácil de transportar, la rampa plegable SUITCASE® está equipada con manijas de diseño ergonómico y una bisagra de longitud completa para mayor resistencia y estabilidad. Diseñada para uso con mucho tráfico, esta rampa duradera está disponible en longitudes de 2' a 8' y cuenta con una banda de rodadura extruida antideslizante para una tracción superior.



Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios a un precio económico.

ESPECIFICACIONES

Material	Aluminio
Ancho	75 cm / 29.5"
Profundo	61 - 243 cm / 2' - 8' Ft.
Peso del producto	3.6 - 13 kg / 12 - 30 lbs
Capacidad de peso	362 kg / 800 lbs
Superficie	Antideslizante
Plegado	En dos
Extensión	Opcional



BENEFICIOS

Adecuados para el hogar, el vehículo o el viaje y ofrecen soluciones temporales o de largo plazo

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com   

ver_2025.11.115

