

Scooot



Ele foi projetado para ajudar crianças com necessidades especiais a brincar, explorar e participar da maneira que melhor se adapta às suas habilidades físicas e cognitivas.

O encosto Scooot oferece mais suporte e reduz a quantidade necessária de controle do tronco. **Imagem 1.**

Empurre o poste. **Imagem 2.**

A plataforma pode ser facilmente ajustada ao comprimento exato da perna do seu filho. **Imagem 3.**

Almofada de encosto avançada. Este extra opcional que dá um 'abraço' de apoio ao tronco do seu filho. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4



Pensando em você, Mais opções,

Equipamentos fabricados e adaptados para crianças e adultos com deficiência,

ESPECIFICAÇÕES

Altura do encosto	26 cm / 10,5"
Largura do assento	23 cm / 9"
Assento profundo	40 cm / 15,5"
Largura do encosto	26 cm / 10,5"
Peso máx, do usuário	22 kg / 48,5 lbs
Faixa etária	2 a 6 anos
Tamanho da roda	9"
Altura do poste	80 - 89 cm / 31,5" - 35"



BENEFÍCIOS

Adequado para crianças com danos neuronais e psicomotores ou deficiência psíquica cognitiva,

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis,



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade,

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com   

ver_2025,11,11P

