

Scout Excel




Aqua Creek Products

El elevador para piscina Scout Excel cuenta con un poste de asiento de altura ajustable, electrónica mejorada y una base más robusta. Estas mejoras permiten una capacidad de peso de 375 libras. Este elevador para piscina se adaptará a la mayoría de los anclajes existentes mediante el uso de mangas adaptadoras. El reposapiés extraíble opcional puede utilizarse para mayor espacio libre en aplicaciones de piscinas y spas elevados.

Anclaje estándar. **Figura 1.**

Anclaje semiempotrado. **Figura 2.**

Anclaje para pavimento. **Figura 3.**

Anclaje de cubierta de madera. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3




Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Los líderes en recreación, fitness y accesibilidad, segura y garantizada.

ESPECIFICACIONES	
Marco	Acero inoxidable con acabado en pintura en polvo
Ancho de asiento	45.7 cm / 18"
Profundo del asiento	45.7 cm / 18"
Altura de respaldo	45.7 cm / 18"
Soporte de brazos	Abatibles
Soportes de pies	Ajustable y cinturón
Capacidad de peso	170 kg / 375 lbs
Rotación	360°
Sistema	Eléctrico
Accesorios	Opcionales
Colores	

El cargador solar ayuda a extender la vida de la batería	
	Funda para exterior
Combine su marca o decoración con el color personalizado	

BENEFICIOS

Las grúas son fabricadas para piscinas y spa son ideales tanto para uso comercial, como residencial.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com   

ver_2025.11.115

