


# Silla de ruedas flotante para playa



La Silla de Ruedas Flotante para Playa es una silla de ruedas ligera, resistente y todoterreno que ofrece una transición sin problemas desde el paseo marítimo hasta la playa y el agua. La silla de ruedas está diseñada para acceder en arena, suelos blandos y nieve. Duradera y fácil de mantener, esta silla de ruedas flotante está construida con acero inoxidable ligero y un marco de aluminio, un asiento de malla resistente al moho y neumáticos antipinchazos tipo balón.



# Pensando en ti. Más opciones.

Equipo fabricado y adaptado para niños y adultos con discapacidad.

## ESPECIFICACIONES

Ruedas	Neumáticas 12" y 16"
Ancho de asiento	18"
Profundo del asiento	17"
Altura de respaldo	17"-19"
Capacidad de peso	115 kg / 250 lbs
Peso del producto	25 kg / 55 lbs
Apoya brazos	Flotadores
Material de ruedas	Amarillo (GOMA)
Herrajes	Acero inoxidable
Accesorio	Arnés de seguridad



## BENEFICIOS

Ayuda excelente para pacientes con diferentes necesidades de transferencia y movilidad limitada.

## Conoce nuestros productos



### DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



### VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto  
**Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com)   

ver\_2025.11.115

