

Sillón LC-105

PRIDE
MOBILITY



Cuando se trata de lo esencial de la vida cotidiana, nunca sacrifiques tu comodidad. El sillón reclinable Essential LC-105 ofrece una comodidad excepcional a un precio excelente. Disfrute de una gran cantidad de almacenamiento con bolsillos dobles y encuentre su posición perfecta con el sencillo control manual.

Control remoto de dos botones que le permite controlar las tres posiciones del sillón: Sentado, vertical o completamente reclinado para el modo de relajación.

Figura 1.

Caja de alimentación de bajo consumo con cable de 9', con batería de respaldo. **Figura 2.**

Disponible en tres colores: Cocoa, Sandal y New Chesnut. **Figura 3.**

Sistema de elevación silencioso y suave. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2




Figura 3




Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios a un precio económico.

ESPECIFICACIONES

Ancho de asiento	20"
Profundidad asiento	19"
Altura del respaldo	24"
Asiento al piso	18"
Ancho total	33"
Capacidad de peso	147 kg
Peso del producto	44 kg
Posiciones	(3) Sentado, reclinado, elevado
Marco	Acero
Colores	Cocoa, Sandal y Chesnut



BENEFICIOS

Para usuarios con movilidad reducida de miembros inferiores.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

**Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com



ver_2025.11.115

