

# Sistema de Actividades tempranas

**LECKEY**



Está diseñado para ser utilizado como parte de un programa de intervención temprana para maximizar el potencial futuro de un niño.

1. Tapete
2. Cuña
3. Reposo cabeza
4. Soporte para sentarse
5. Correas de posicionamiento (par)
6. Rollo de soporte pequeño (par)
7. Rollos de soporte medianos (par)



# Pensando en ti. Más opciones.

Equipo fabricado y adaptado para niños y adultos con discapacidad.

## ESPECIFICACIONES

Edad	Máximo 36 meses
Peso usuario	Máximo 15 kg
Estatura usuario	Máximo 100 cm.
Alfombrilla de piso	76 cm. Ancho 95 cm. Largo
Soporte para sentarse	19 cm. Alto 30 cm. Profundo
Ancho del asiento	20 cm. mínimo 25 cm. máximo
Soporte Rollo pequeño	6 cm. Ancho 60 cm. Largo.
Soporte Rollo Medio	8 cm. Diámetro 70 cm. Largo.
Tronco Cuña	27 cm. Ancho 20.8 cm. Largo. a 7.5°
Pos. de correas	8 cm. Ancho 65 cm. Largo.



## BENEFICIOS

Adecuado para bebés y niños pequeños desde el nacimiento hasta los 4 años.

## Conoce nuestros productos



### DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



### VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

**Para más información sobre cómo obtener este producto  
Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com)   

ver\_2025.11.115

