

Splashy Big

Assento de banho multiuso



Assento de banho portátil que torna o banho mais fácil e divertido para famílias de crianças com necessidades especiais. É um assento portátil, leve e de suporte que funciona para tomar banho ou brincar onde quer que você vá.

Splashy não serve apenas para o banho ou duche, pode ser usado na praia, na piscina infantil ou para atividades lúdicas.

Imagem 1.

Adapta-se às necessidades de apoio postural do seu filho, com opção de apoio pélvico de 5 ou 3 pontos.

Imagem 2.

4 suportes de posicionamento removíveis para uso em qualquer lugar do assento onde seja necessário suporte. **Imagem 3.**

26 opções de reclinção, desde vertical a 106 graus até totalmente reclinada a 140 graus. O Floorsitter também pode ser usado com seu assento GoTo.

Imagem 4.



Imagem 1




Imagem 2



Imagem 3




Imagem 4



Pensando em você, Mais opções.

Equipamentos fabricados e adaptados para crianças e adultos com deficiência.

ESPECIFICAÇÕES

Altura do encosto	72 cm / 28,5"
Largura do assento	45 cm / 17,5"
Assento profundo	40 cm / 15,5"
Largura do encosto	45 cm / 17,5"
Peso máx do usuário	55 kg / 121 lbs
Faixa etária	8 a 16 anos
Cores	Assento e encosto Azul Acessórios, rosa e verde Base cinza

O Floorsitter também pode ser usado com seu assento GoTo.



BENEFÍCIOS

Adequado para pacientes com danos neuronais e psicomotores ou deficiência psíquica cognitiva.

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto
Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com   

ver_2025.11.11P

