

# Sport 3 y 4 ruedas

**PRIDE**  
MOBILITY



¡Es hora de dejar tu huella en este mundo! El Go Go® Sport ofrece un desmontaje sencillo y un timón delta ergonómico, perfecto para operar con una sola mano. Disfruta de la versatilidad de este scooter deportivo.

Cubiertas intercambiables en color rojo y azul. **Figura 1.**

Asiento desmontable con apoyabrazos ajustables y abatibles. Gira para facilitar traslados y actividades. **Figura 2.**

Brillante iluminación LED. **Figura 3.**

El puerto de carga, convenientemente ubicado justo debajo del mango. **Figura 4.**



Figura 1




Figura 2



Figura 3




Figura 4



# Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios a un precio económico.

## ESPECIFICACIONES

Asiento	17" x 17"
Altura del respaldo	14"
Capacidad de peso	147 kg
Peso del producto	(3R) 56 kg / (4R) 59 kg
Rueda delantera	(3R) 8"x 3" sólidas (4R) 9" x 3" sólidas
Rueda trasera	9"x 2" sólidas
Velocidad máxima	7 kmh
Radio de giro	(3R) 36" (4R) 50.5"
Baterías	(2)18 AH
Rango de distancia	19 km por carga

Se desmontan fácilmente en 5 piezas



## BENEFICIOS

Para usuarios con movilidad reducida de miembros inferiores.

## Conoce nuestros productos



### DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



### VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

**Para más información sobre cómo obtener este producto  
Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com)   

ver\_2025.11.115

