

Strive



O Strive é um carrinho de passeio leve e de fácil dobramento com opções de posicionamento. Ele é projetado para viagens e oferece suporte para a parte superior do corpo e posicionamento completo do corpo. Recursos opcionais, ajustes e acessórios atendem às necessidades de crianças com deficiência.

Estrutura dobrável fácil de transportar e armazenar. **Imagem 1.**

Acomoda o crescimento com sua profundidade de assento ajustável. **Imagem 2.**

Arnês de cinco pontos e cinto pélvico. **Imagem 3.**

Freios e sistema de tráfego. **Imagem 4.**




Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4




Pensando em você. Mais opções.

Equipamentos fabricados e adaptados para crianças e adultos com deficiência.

ESPECIFICAÇÕES

Largura do assento	12", 14", 16" e 18"
Profundidade assento	11,5" até 17"
Ângulo do assento	80°, 90° e 95°
Inclinação	20°
Altura do encosto	24"
Rodas	8" na frente, 10" atrás
Encosto	Tensão ajustável
Peso do Produto	15 - 16 kg / 33 - 36 lbs
Capacidade de peso	34 - 113 kg / 75 - 250 lbs
Opcional	Encosto de cabeça, capota, cesto sob o assento e anti-tombo
Cores de tecido	vermelho e azul

Medição do usuário necessária
(Cotovelo no chão)



BENEFÍCIOS

Disponível em quatro tamanhos com profundidade de assento ajustável para anos de crescimento!

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com



ver_2025.11.11P

