

# Strive



La Strive es una silla de paseo liviana y de fácil plegado con opciones de posicionamiento. Está diseñada para viajar y proporciona soporte para la parte superior del cuerpo y posicionamiento completo del cuerpo. Las características opcionales, ajustes y accesorios satisfacen las necesidades de niños con discapacidad.

Marco plegable fácil de transportar y almacenar. **Figura 1.**

Se adapta al crecimiento con su profundidad de asiento ajustable. **Figura 2.**

Arnés de cinco puntos y cinturón pélvico. **Figura 3.**

Frenos y sistema de tránsito. **Figura 4.**




Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4




# Pensando en ti. Más opciones.

Equipo fabricado y adaptado para niños y adultos con discapacidad.

## ESPECIFICACIONES

Ancho del asiento	12", 14", 16" y 18"
Profundidad asiento	11.5" hasta 17"
Ángulo del asiento	80°, 90° y 95°
Basculación	20°
Altura de respaldo	24"
Ruedas	8" delanteras, 10" traseras
Respaldo	Tensión ajustable
Peso del Producto	15 - 16 kg / 33 - 36 lbs
Capacidad de peso	34 - 113 kg / 75 - 250 lbs
Opcionales	Apoya cabeza, Toldo, Canasta debajo del asiento y ruedas antivuelco.
Colores tela	Rojo y azul

Medida de usuario  
requerida  
(Codo al piso)



## BENEFICIOS

Disponible en cuatro tamaños con profundidad de asiento ajustable para años de crecimiento!

## Conoce nuestros productos



### DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



### VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

**Para más información sobre cómo obtener este producto  
Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com)



ver\_2025.11.115

