



Rampa Trifold



A rampa da Série Advantage TRIFOLD®, com seu design exclusivo de três dobras, oferece o comprimento necessário para que cadeiras de rodas e scooters acessem facilmente degraus, veículos e aterrissagens elevadas. Esta rampa portátil para cadeira de rodas foi projetada para ser usada e transportada como uma única unidade, ou, se desejado, pode ser rapidamente separada em duas seções individuais. Simplesmente removendo dois pinos de dobradiça, a rampa da Série Advantage TRIFOLD se separa rapidamente em duas metades leves, cada uma com sua própria alça de transporte.



Pensando em você. Mais opções.

Produtos de alta qualidade com os acessórios necessários a um preço acessível.

ESPECIFICAÇÕES

Material	Alumínio
Largo	75 cm / 29,5"
Profundo	152-154 cm / 5' - 10' Pés.
Peso do Produto	8 - 13 kg / 16 - 30 lbs
Capacidade de peso	362 kg / 800 lbs
Superfície	Anti derrapante
Vincado	Em três
Extensão	Opcional



BENEFÍCIOS

Adequado para casa, veículo ou viagens e oferece soluções temporárias ou de longo prazo

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto
Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com



ver_2025.11.11P

