

TS



zippie®

La ZIPPIE® TS™ es la silla de ruedas pediátrica de inclinación líder en el mercado. Disponible con un marco plegable o rígido, crecimiento incorporado y compatible con muchas soluciones de asiento y posicionamiento, la TS™ ofrece la variedad más amplia de opciones en el mercado de sillas de ruedas de inclinación en el espacio..

Tecnología de inclinación tradicional de 45°. **Figura 1.**

Opciones de marco plegable y rígido. **Figura 2.**

Capacidades de crecimiento hasta 2" de ancho del asiento y hasta 5" de ajustes de profundidad del asiento. **Figura 3.**

ZIPPIETS con asientos Leckey. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4




Pensando en ti. Más opciones.

Para quienes requieren tecnología de punta para mantener el ritmo de las exigencias de su vida activa.

ESPECIFICACIONES

Marco	Aluminio
Tipo de marco	Plegable / Rígido
Ancho de asiento	10" a 18"
Profundidad asiento	13" a 20"
Capacidad de peso	75 kg / 165 lbs
Peso del producto	13.5 kg / 29 lbs
Basculación	Hasta 45°
Accesorios	Opcionales
Ajustes	En medidas

Colores disponibles



BENEFICIOS

Una silla para necesidades especiales que brinda basculación y soporte de posicionamiento.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

**Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com



ver_2025.11.115

