

Tiga FX

Rgk



A qualidade mais importante do Tiga FX é o seu sistema Q-lock. Inovador, inteligente e revolucionário, você pode usá-lo para transformar sua cadeira de rodas rígida feita sob medida em uma companheira de viagem dobrável e compacta. Remova o almofada, achate os protetores laterais, dobre a estrutura frontal sob o trilho do assento, o encosto assume o lugar do almofada, faltando apenas os pinos de eixo de liberação rápida... continue com sua jornada.

Sistema exclusivo de dobramento 'Q Lock'. **Imagem 1.**

Estrutura dobrável e encosto Q Lock. **Imagem 2.**

Guardas laterais dobráveis "dobráveis". **Imagem 3.**

Sistema de estofamento Airtech. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2




Imagem 3




Imagem 4

Pensando em você. Mais opções.

Produtos de alta qualidade com os acessórios necessários

ESPECIFICAÇÕES

Material da moldura	Alumínio 7020
Estilo de moldura	Rígido
Largura do assento	10" - 18" / 25 cm - 46 cm
Profundidade assento	10" - 18" / 25 cm - 46 cm
Capacidade de peso	125 kg / 275,6 lbs
Peso do Produto	A partir de 8,5 kg / 18,7 lbs
Sistema dobrável	Sistema dobrável Q-lock
Cores disponíveis	25 opções



Rodas traseiras
Extração rápida

BENEFÍCIOS

Para pessoas ativas principalmente lesões motoras.

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com



ver_2025.11.11P

