

Tiga Jnr

RGK



Tiga Junior está diseñada específicamente según las medidas individuales del niño y puede personalizarse a través de una selección de colores y bordados. El exclusivo sistema inteligente de crecimiento ofrece la máxima flexibilidad y ajustabilidad para crecer con su hijo.

Sistema de crecimiento inteligente con funciones ajustables. **Figura 1.**

Tecnología Airtech. Gama de opciones de respaldo ergonómico. **Figura 2.**

Horquillas con ruedas de recorrido bajo para un rendimiento óptimo. **Figura 3.**

Una gama completa de opciones activas y de asistencia. **Figura 4.**



Figura 1




Figura 2



Figura 3




Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios

ESPECIFICACIONES

Material del Marco	Aluminio 7020
Estilo del Marco	Rígido
Capacidad de Peso	70 kg / 154 lbs
Peso del Producto	Desde 7.5 kg / 16.5 lbs
Profundidad de asiento	Máximo 15.7" / 40 cm
Ancho del asiento	Máximo 14" / 36 cm
Sistema de Crecimiento	Sistema inteligente de crecimiento

Añade un bordado personal en el respaldo.



Ruedas traseras
Extracción rápida

BENEFICIOS

Para personas activas principalmente lesiones motoras.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com



ver_2025.11.115

